

SDS-PAGE蛋白快速染色液

货号: BN24225

规格: 100ml; 500ml

产品介绍:

SDS-PAGE 蛋白快速染色液是一种可以室温下瞬时染色, 无需脱色, 无毒无刺激气味的新型蛋白质 PAGE 胶染液。将 SDS-PAGE 胶浸于快速染色液中, 置于摇床上数分钟后可见清晰条带, 依据蛋白 PAGE 胶条带染色结果, 进行下一步实验, 可以节约大量时间, 加速实验进程。具有操作便捷, 灵敏度卓越, 绿色环保的性能。此外本染液染色原理与传统考染相同, 可采用相同步骤切胶打质谱。

特征:

1. 超快速: 无需脱色, 常温染色 2 分钟后, 目的条带开始显现。微波加热还可以更快。无背景颜色。
2. 超灵敏: 可染出低至 10ng 的蛋白条带。蛋白序列中带正电氨基酸数目越多条带越深。
3. 超安全: 不含甲醇、乙酸等有毒害、刺激性气味成份。绿色、安全、环保。
4. 超简便: 将胶浸入染液置于摇床上轻摇即可。蛋白条带显色后无需将胶取出, 可继续染色增强条带亮度而不增加背景颜色。染色结束后将胶取出浸入清水中保存即可。

使用方法及效果:

