

变性鲑鱼精 DNA(10mg/ml)

产品简介:

变性鲑鱼精 DNA 溶液(10mg/ml)是经热变性处理的鲑鱼精 DNA 溶液, 呈碎片状, 可用于 Southern、Northern 等核酸杂交, 不可用于酵母化学转化和电转化。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	BN20322	Storage
变性鲑鱼精 DNA 溶液(10mg/ml)		1ml	-20℃
使用说明书			1 份

操作步骤(仅供参考):

1、根据实验具体要求操作, 稀释到所需浓度使用。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用, 避免反复冻融。
- 2、变性鲑鱼精 DNA 溶液属于机械处理后的试剂, DNA 片段较小, 不完整。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。低温运输, -20℃保存。