

Soil pyrophosphatase (S-PPase) Activity Assay Kit

土壤焦磷酸酶活性测定试剂盒说明书

货号: BN72533 | 方法: 可见分光法 | 规格: 24 样

一、产品简介:

土壤焦磷酸酶（焦磷酸盐磷酸水解酶，EC 3.6.1.1）催化焦磷酸盐水解成正磷酸盐。在土壤有机磷的矿化和转化中发挥重要作用。

本试剂盒提供一种简单、灵敏、快速的检测方法。土壤焦磷酸酶催化焦磷酸盐水解成磷酸盐。可通过在 700nm 处测定生成的无机磷量来确定该酶活性大小。

二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉体 mg×1 支	4℃保存	用前甩几下使试剂落入底部，再加 3mL 蒸馏水，混匀溶解备用。
试剂三	液体 40mL×1 瓶	4℃保存	
试剂四	粉体 mg×1 支	4℃保存	临用甩几下使试剂落入底部，再加 4.2mL 蒸馏水，混匀溶解备用。
试剂五	粉体 mg×7 支	4℃保存	临用甩几下使试剂落入底部，每支再加 1.5mL 蒸馏水，混匀溶解备用，现配现用。
标准品	粉体 mg×1 支	4℃保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

【注】：全程操作需无磷环境；试剂配置最好用新的枪头和玻璃移液器等，也可以用一次性塑料器皿，避免磷污染。

三、所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）、台式离心机、恒温培养箱、分析天平、可调式移液器。

四、土壤焦磷酸酶活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备:

取新鲜土样或者 37 度烘箱风干（需先粗研磨），过 40 目筛网备用。

2、上机检测:

- ① 可见分光光度计预热 30 min，调节波长到 700 nm，蒸馏水调零。
- ② 反应 mix 制备：试剂四和五按照要求加蒸馏水溶解后，按试剂三：四：五=10:2:5 的比例依次混合配置（需现配现用，若出现蓝色则需弃掉重新配置）。
- ③ 在离心管中依次加入下列试剂：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
土壤样本 (g)	0.1	0.1
试剂一	550	550
试剂二	50	

混匀，37℃振荡培养 2 小时（间隔 30min 振荡混匀一次）		
试剂三	300	300
试剂二		50
立即混匀，于 12000rpm，室温或 4℃离心 5min，上清液需立即测定，不可久置。		


④ 显色反应，在 EP 管或 1mL 玻璃比色皿中依次加入：

上清液	200	200
反应 mix	600	600
混匀，室温静置 15min，于 700nm 处读取吸光值 A， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ （参看注意事项）。		

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；
针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

五、结果计算：

1、标准曲线： $y = 0.9007x - 0.0012$ ；x 是标准品摩尔浓度（ $\mu\text{mol/mL}$ ），y 是 ΔA 。



标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、活性定义：在 37℃，每克土壤每小时水解 $1\mu\text{mol}$ 焦磷酸产生 $1\mu\text{mol}$ 无机磷定义为 1 个酶活单位。

$$\begin{aligned}\text{土壤焦磷酸酶}(\mu\text{mol/h/g 土样}) &= (\Delta A + 0.0012) \div 0.9007 \times V1 \div W \div T \\ &= 0.5 \times (\Delta A + 0.0012) \div W\end{aligned}$$

V1---孵育阶段整个反应体积：900 μL =0.9mL；

W---土壤样品质量，g；

T---催化反应时间，2 h；